




Giới thiệu

Phần mềm quản lý hình ảnh NonDicom - Telemed ND được xây dựng dựa trên nhu cầu hỗ trợ quy trình quản lý, trích xuất, lưu trữ thông tin, hình ảnh từ thiết bị Non-DICOM trong y tế. Qua đó, góp phần tăng hiệu quả quy trình chẩn đoán hình ảnh, tối ưu thời gian làm việc của bác sĩ và nhân viên y tế.

Phần mềm quản lý hình ảnh NonDicom - Telemed ND - được xây dựng để phù hợp kết nối với tất cả các dòng máy sinh ảnh NonDicom (siêu âm, nội soi,...) trên thị trường.


Phần mềm quản lý hình ảnh NonDicom - Telemed ND đáp ứng các yêu cầu theo thông tư 54 (TT54/2017/TT-BYT) của Bộ Y tế.

DANH SÁCH TÍNH NĂNG




KẾT NỐI

- Kết nối với máy sinh ảnh qua card capture để thực hiện capture, ghi hình từ máy sinh ảnh, tải ảnh và lưu trữ hình ảnh.




TÍCH HỢP

- Tích hợp với hệ thống HIS, PACS, EMR theo chuẩn HL7, DICOM, JPG.
- Tích hợp chữ ký số.



HỖ TRỢ

- Hỗ trợ bác sĩ tạo báo cáo nhanh bằng liên kết mẫu báo cáo.
- Hỗ trợ trả kết quả theo mẫu và kí số.
- Hỗ trợ quản trị hệ thống, thông tin người dùng (tạo mới, chỉnh sửa, kiểm soát truy cập hệ thống, cơ sở dữ liệu).



QUẢN LÝ


- Quản lý thông tin chỉ định
- Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định.
- Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh theo AccNo (tạo mới, chỉnh sửa).
- Quản lý hình ảnh Non-DICOM.
- Quản lý mẫu báo cáo, file PDF đã kí điện tử.

CHI TIẾT KĨ THUẬT KHÁC



LƯU TRỮ

- Hỗ trợ lưu trữ trên Cloud để tổng hợp thông tin, chia sẻ với người bệnh



BẢO MẬT

- Mã hóa dữ liệu, thông tin, mật khẩu
- Ghi log toàn bộ tác động lên hệ thống



BẢN QUYỀN

- Bản quyền sản phẩm thuộc Telemed.,jsc



DỊCH VỤ

- hỗ trợ cài đặt
- Tài liệu hướng dẫn người dùng
- Tiếp nhận, phản hồi, xử lý lỗi và sự cố



GIAO DIỆN THÂN THIỆN với NGƯỜI DÙNG

XÁC NHẬN PHIẾU CHỈ ĐỊNH

NHẬP SỐ PHIẾU*: [Input Field]

DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH

STT	Mã chỉ định	Tên dịch vụ	Mã DV	Ngày tiếp nhận	Phòng thực hiện	Máy thực hiện
-----	-------------	-------------	-------	----------------	-----------------	---------------

| GỘP KẾT QUẢ |

RIS / PACS 10/12/2021 - 10/12/2021 Nhập tên bệnh nhân Mã chỉ định Kết luận

Chọn máy chụp Nhập mã bệnh nhân số phiếu Chẩn đoán ICD

#	##	Thời gian chụp	Mã bệnh nhân
---	----	----------------	--------------

| GỘP KẾT QUẢ |

✓ KẾT QUẢ

Chỉ định

Mô tả

RIS / PACS 2111000021 2469030 Bùi Tuấn Vũ - Bác sĩ

Ấn Capture

Bác sĩ chỉ định : KTV/Điều dưỡng 1

Chẩn đoán : l10 - Bệnh lý tạng huyết áp

Tên dịch vụ : TTKTC_MRI1.5_Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ

Chọn mẫu kết quả

321312

TÀI ÁNH VÀO HỆ THỐNG

CHỌN ÁNH TỪ THƯ MỤC

XÓA ÁNH ĐÃ CHỌN

CHỤP ÁNH

Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: ISO 9001:2015



Tiêu chuẩn an toàn thông tin: ISO IEC 27001:2013

